



注册证号：国械注准20243031061



轻松推送 安全扩张
斑块重塑 持久畅通

产品结构



适用范围

颅内球囊扩张导管适用于非急性期症状性颅内动脉粥样硬化性狭窄病人的介入治疗,通过球囊扩张,以改善颅内动脉血管的血流灌注。

产品参数

兼容导丝	导引导管	导管结构	球囊顺应性	工作长度 (mm)
0.014"	5F	RX快速交换系统	半顺应性	1600

产品规格

球囊直径 (mm)	球囊长度 (mm)							
	6	8	10	12	15	20	25	30
1.25	M2312506	M2312508	M2312510	M2312512	M2312515	M2312520	M2312525	M2312530
1.50	M2315006	M2315008	M2315010	M2315012	M2315015	M2315020	M2315025	M2315030
1.75	M2317506	M2317508	M2317510	M2317512	M2317515	M2317520	M2317525	M2317530
2.00	M2320006	M2320008	M2320010	M2320012	M2320015	M2320020	M2320025	M2320030
2.25	M2322506	M2322508	M2322510	M2322512	M2322515	M2322520	M2322525	M2322530
2.50	M2325006	M2325008	M2325010	M2325012	M2325015	M2325020	M2325025	M2325030
2.75	M2327506	M2327508	M2327510	M2327512	M2327515	M2327520	M2327525	M2327530
3.00	M2330006	M2330008	M2330010	M2330012	M2330015	M2330020	M2330025	M2330030
3.25	M2332506	M2332508	M2332510	M2332512	M2332515	M2332520	M2332525	M2332530
3.50	M2335006	M2335008	M2335010	M2335012	M2335015	M2335020	M2335025	M2335030
4.00	M2340006	M2340008	M2340010	M2340012	M2340015	M2340020	M2340025	M2340030
4.50	M2345006	M2345008	M2345010	M2345012	M2345015	M2345020	M2345025	M2345030

注：本产品规格型号查询方式为M23表示产品代码，200表示球囊直径为2.00mm，20表示球囊的有效长度为20mm